

PVA-Folienschläuche


Vielfalt in allen gängigen Dimensionen.



- ▶ Große Auswahl an Abmessungen
- ▶ In 2 Varianten: 0,08 mm oder 0,1 mm Stärke
- ▶ Beidseitig offen oder distal geschlossen



70.28X.XXX.XX



◆ PVA-Folienschläuche, beidseitig offen

Verwendung

- Für Acrylharz-, Polyesterharz-, Epoxidharz-, Prepreg- und Silikonarbeiten

Material

- Polyvinylalkohol (PVA)

Eigenschaften


- Sehr reißfest
- Strapazierfähig
- Hochwertige Schweißnaht
- Wasserlöslich
- Größen für alle gängigen Orthesentypen und Amputationsarten verfügbar
- gefaltete Qualität

Maßangaben L, A, C, U siehe Zeichnung

REF	Abmessungen L x A x C/cm	U=Umfang/ cm	Materialstärke/ mm	VPE
70.287.077.20	77 x 20 x 5	40	0,08	10 Stück
70.287.077.28	77 x 28 x 5	55	0,08	10 Stück
70.287.100.10	100 x 10 x 5	20	0,08	10 Stück
70.287.100.13	100 x 13 x 5	25	0,08	10 Stück
70.287.100.15	100 x 15 x 5	30	0,08	10 Stück
70.287.100.18	100 x 18 x 5	35	0,08	10 Stück
70.287.100.20	100 x 20 x 5	40	0,08	10 Stück
70.287.100.23	100 x 23 x 5	45	0,08	10 Stück
70.287.100.25	100 x 25 x 5	50	0,08	10 Stück
70.287.100.28	100 x 28 x 5	55	0,08	10 Stück
70.287.100.30	100 x 30 x 5	60	0,08	10 Stück
70.287.100.33	100 x 33 x 5	65	0,08	10 Stück
70.287.100.36	100 x 36 x 5	70	0,08	10 Stück
70.287.100.40	100 x 40 x 5	80	0,08	10 Stück
70.287.100.45	100 x 45 x 5	90	0,08	10 Stück
70.287.100.50	100 x 50 x 5	100	0,08	10 Stück
70.287.130.15	130 x 15 x 5	30	0,08	10 Stück
70.287.130.18	130 x 18 x 5	35	0,08	10 Stück
70.287.130.20	130 x 20 x 5	40	0,08	10 Stück
70.287.130.23	130 x 23 x 5	45	0,08	10 Stück
70.287.130.26	130 x 26 x 5	50	0,08	10 Stück
70.287.130.28	130 x 28 x 5	55	0,08	10 Stück
70.287.130.30	130 x 30 x 5	60	0,08	10 Stück
70.287.130.35	130 x 35 x 5	70	0,08	10 Stück



70.28X.XXX.XX



REF	Abmessungen L x A x C/cm	U=Umfang/ cm	Materialstärke/ mm	VPE
70.288.100.10	100 x 10 x 5	20	0,1	10 Stück
70.288.100.13	100 x 13 x 5	25	0,1	10 Stück
70.288.100.15	100 x 15 x 5	30	0,1	10 Stück
70.288.100.18	100 x 18 x 5	35	0,1	10 Stück
70.288.100.20	100 x 20 x 5	40	0,1	10 Stück
70.288.100.23	100 x 23 x 5	45	0,1	10 Stück
70.288.100.25	100 x 25 x 5	50	0,1	10 Stück
70.288.100.28	100 x 28 x 5	55	0,1	10 Stück
70.288.100.30	100 x 30 x 5	60	0,1	10 Stück
70.288.100.33	100 x 33 x 5	65	0,1	10 Stück
70.288.100.36	100 x 36 x 5	70	0,1	10 Stück
70.288.100.40	100 x 40 x 5	80	0,1	10 Stück
70.288.100.45	100 x 45 x 5	90	0,1	10 Stück
70.288.100.50	100 x 50 x 5	100	0,1	10 Stück
70.288.130.15	130 x 15 x 5	30	0,1	10 Stück
70.288.130.18	130 x 18 x 5	35	0,1	10 Stück
70.288.130.20	130 x 20 x 5	40	0,1	10 Stück
70.288.130.23	130 x 23 x 5	45	0,1	10 Stück
70.288.130.26	130 x 26 x 5	50	0,1	10 Stück
70.288.130.28	130 x 28 x 5	55	0,1	10 Stück
70.288.130.30	130 x 30 x 5	60	0,1	10 Stück
70.288.130.35	130 x 35 x 5	70	0,1	10 Stück

◆ PVA-Folienschläuche, distal geschlossen

Verwendung

- Für Acrylharz-, Polyesterharz-, Epoxidharz-, und Silikonarbeiten

Material


- Polyvinylalkohol (PVA)

Eigenschaften

- Distal abgerundet und geschlossen, kein Abbinden mehr nötig
- Keine Harzansammlung am distalen Ende
- Sehr reißfest
- Strapazierfähig
- Hochwertige Schweißnaht
- Wasserlöslich
- Größen für alle gängigen Amputationsarten verfügbar



PA.02CE0XXXXXX



REF	Abmessungen L x A x C/cm	Umfang proximal/ cm	Umfang distal/ cm	Materialstärke/ mm	VPE
PA.02CE0060300	70 x 15 x 8	30	16	0,08	5 Stück
PA.02CE0080300	70 x 20 x 8	40	16	0,08	5 Stück
PA.02CE0080500	70 x 20 x 13	40	26	0,08	5 Stück
PA.02CE0100300	70 x 25 x 8	50	16	0,08	5 Stück
PA.02CE0100500	70 x 25 x 13	50	26	0,08	5 Stück
PA.02CE0100700	70 x 25 x 18	50	36	0,08	5 Stück
PA.02CE0120300	70 x 30 x 8	60	16	0,08	5 Stück
PA.02CE0120500	70 x 30 x 13	60	26	0,08	5 Stück
PA.02CE0120700	70 x 30 x 18	60	36	0,08	5 Stück
PA.02CE0140300	70 x 35 x 8	70	16	0,08	5 Stück
PA.02CE0140500	70 x 35 x 13	70	26	0,08	5 Stück
PA.02CE0140700	70 x 35 x 18	70	36	0,08	5 Stück



Wilhelm Julius Teufel GmbH
 Robert-Bosch-Straße 15
 73117 Wangen
 Deutschland/Germany
 Phone: +49 (0)7161 15684-0
 Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.wjt-ortho.com

