

Genesis Walker

Das Leichtgewicht* unter den Walkern.



eingebaute
Luftkammern
mit integrierter
Pumpe

Optimale
Sohlenform für
alle Zyklen der
Gangphase



vorteilhaft
niedrige
Fersenhöhe

*Gewicht lediglich 910 g bei Größe M, andere Größen abweichend

www.teufel-international.com



◆ Indikation

- Alle Indikationen, bei denen eine Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position notwendig ist, wie z.B. präoperativ, postoperativ, posttraumatisch
- Operativ versorgte Band-, Weichteil- und Sehnenverletzungen
- Prä- oder postoperative / posttraumatische Ruhigstellung
- Konservative Behandlung von Verletzungen des Vor- und Mittelfußes
- Postoperative Behandlung von operativ gesicherten Unterschenkelfrakturen

◆ Funktion

- Ruhigstellung im Bereich des Fuß- und Sprunggelenks bei allgemeiner konservativer oder posttraumatischer Mobilisierung

◆ Einsatzbereich

- Präoperativ, postoperativ bzw. posttraumatisch bei grundsätzlicher Eignung eines Walkers für den Innen- und Außenbereich.

◆ Verordnung

<small>Arbeitsvermerk</small>											<small>Vertragsarztstempel</small>
Rp. (Bitte Leerräume durchstreichen)											
<small>aut idem</small>	Bledsoe Genesis Walker										
<small>aut idem</small>	HMV-Nr.: 23.06.01.0052										
<small>aut idem</small>	Indikation: ...										
<small>aut idem</small>	b b b r										
											<small>Unterschrift des Arztes Muster 16 (4. 2004)</small>



Wilhelm Julius Teufel GmbH
 Orthopädietechnische
 Medizinprodukte
 Robert-Bosch-Str. 15
 73117 Wangen/Göppingen
 Deutschland
 Telefon +49 (0)7161 15684-0
 Telefax +49 (0)7161 15684-333
www.teufel-international.com

