



Teufel

QUANTUM-PRO

LEICHT - GELENKSICHERND - KOMFORTABEL - INNOVATIV

Optimiert Ihr Bewegungs-Comeback.

INDIKATION

- ▶ ACL-Rupturen mit/ohne Begleitverletzungen
- ▶ Konservative Versorgung von Knieinstabilitäten
- ▶ Kniegelenksstabilisierung prä- und postoperativ
- ▶ Seitenbandrupturen und -instabilitäten
- ▶ Operativ versorgte Meniskusläsionen
- ▶ Meniskusverletzungen


FUNKTIONEN

- ▶ Begrenzung der Schubladenproblematik
- ▶ Verhinderung unphysiologischer Gelenksbelastungen nach dorsal und ventral
- ▶ Reduktion der Kniegelenksinnenrotation

8 FEATURES


1. Schnelles, einfaches Einstellen des range of motion durch Gelenkstifte - keine Keile

2. Polyzentrisches Orthesengelenk folgt dem Roll-Gleit-Mechanismus



3. Neuartiges Design zur Gelenkabdeckung

4. Hohe Patientencompliance durch Flächenvergrößerung am Oberschenkel



5. Innovatives Verschlusssystem - einhändig schließbar

6. Nummerierte Reihenfolge für komplikationsloses Anlegen



7. Silikonbeschichtete Gurte verhindern Rutschen der Orthese

8. Individuelle Anpassung: Schienbeinradius anatomisch vorgeformt

VORTEILE FÜR DEN PATIENTEN UND SIE

PRODUKT

- ▶ Leichter Rahmen aus Aluminium - individuell anpassbar, 585 g.
- ▶ Leicht laufende Gelenkmechanik gepaart mit hoher mechanischer Gelenkstabilität
- ▶ Süßwasserfest - Quantum PRO goes aquatic therapy
- ▶ Einmalige individuelle Längeneinstellung der Gurte durch Klickverschluss

DE: HMV-Nr.: 23.04.03.3065

VERORDNER

- ▶ Eine der leichtesten und leichtläufigsten Knieorthesen
- ▶ Schnellstes einstellbare Orthesengelenk am Markt
- ▶ Sehr gute Anpassung an Beinanatomie
- ▶ Innovatives Gurtsystem ermöglicht einfaches Handling



90.396.377.00
Rev. 2017/04