

Fax: +49 (0) 7161 15684 - 333

E-Mail: [bestellungen@teufel-international.com](mailto:bestellungen@teufel-international.com)

Kundenstempel:


Firma: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Maßangabe zur Größenauswahl**



6 cm

Höhe Trochanter major (Ausgangspunkt des Maßnehmens)

Hüftumfang (6 cm oberhalb des Trochanter major gemessen)

cm

**Angaben zur Ausführung.** Zutreffendes bitte ankreuzen.

Seite  links  rechts Gelenk  TRI-Flex  ROM-Flex

**Oder wählen Sie auf Basis des Hüftumfangsmaßes die gewünschte Größe, Seite und Gelenkversion aus:**

DynaCox® evolution mit TRI-Flex-Gelenk			
REF links	REF rechts	Hüftumfang/cm	Größe
<input type="checkbox"/> 23.600.101.00	<input type="checkbox"/> 23.600.201.00	70 - 85	S
<input type="checkbox"/> 23.600.102.00	<input type="checkbox"/> 23.600.202.00	85 - 100	M
<input type="checkbox"/> 23.600.103.00	<input type="checkbox"/> 23.600.203.00	100 - 120	L
<input type="checkbox"/> 23.600.104.00	<input type="checkbox"/> 23.600.204.00	115 - 135	XL
<input type="checkbox"/> 23.600.105.00	<input type="checkbox"/> 23.600.205.00	130 - 150	XXL

DynaCox® evolution mit ROM-Flex-Gelenk			
REF links	REF rechts	Hüftumfang/cm	Größe
<input type="checkbox"/> 23.600.101.01	<input type="checkbox"/> 23.600.201.01	70 - 85	S
<input type="checkbox"/> 23.600.102.01	<input type="checkbox"/> 23.600.202.01	85 - 100	M
<input type="checkbox"/> 23.600.103.01	<input type="checkbox"/> 23.600.203.01	100 - 120	L
<input type="checkbox"/> 23.600.104.01	<input type="checkbox"/> 23.600.204.01	115 - 135	XL
<input type="checkbox"/> 23.600.105.01	<input type="checkbox"/> 23.600.205.01	130 - 150	XXL

REF	Produkt	Beschreibung
<input type="checkbox"/> 23.604.040.00	DynaCox evo Schiene kurz mit Pad	Seitliche Schiene für Körpergröße unter 1,55 m empfohlen
<input type="checkbox"/> 23.604.050.00	DynaCox evo Pelottenpolster mit Klett	Zusätzliches Pelottenpolster bei besonders schlanker Anatomie

