

Fax: +49 (0) 7161 15684 - 333

E-Mail: bestellungen@teufel-international.com

Kundenstempel:

Firma: _____

Kunden-Nr.: _____

Ansprechpartner: _____

Datum: _____ Unterschrift: _____

Maßnahmen der Osteo-Light-Orthese

Messen Sie den Hüftumfang / Bauchumfang. Verwenden Sie das größere Maß zur Größenwahl. Berücksichtigen Sie zusätzlich die Körpergröße (über/unter 165 cm).

TIPP: Bei Grenzwerten zwischen zwei Größen bitte Folgendes beachten:

Bei Verwendung des Umfangs der Hüfte nehmen Sie im Zweifelsfall die kleinere Größe (z. B. Hüftmaß 92 cm – Größe M). Bei Verwendung des Umfangs in Höhe des Bauches nehmen Sie im Zweifelsfall die größere Größe (z. B. Leibumfang 92 cm – Größe L).

Lange Ausführung, Körpergröße über 165 cm			
REF	Größe	Umfangmaße/cm	Gewünschte Anzahl
22.410.001.00	S	72 - 82	
22.410.002.00	M	82 - 92	
22.410.003.00	L	92 - 102	
22.410.004.00	XL	102 - 112	
22.410.005.00	2XL	112 - 122	
22.410.006.00	3XL	122 - 132	

Kurze Ausführung, Körpergröße unter 165 cm			
REF	Größe	Umfangmaße/cm	Gewünschte Anzahl
22.411.001.00	S	72 - 82	
22.411.002.00	M	82 - 92	
22.411.003.00	L	92 - 102	
22.411.004.00	XL	102 - 112	
22.411.005.00	2XL	112 - 122	
22.411.006.00	3XL	122 - 132	