

Alpha Basic™ Liner. Einfach anziehen(d)!

Besonders einfaches An- und Ausziehen.
Maximaler Komfort.





◆ Alpha Basic™ Liner

Der Alpha Basic™ ist ideal für Anwender geringerer Aktivitätsgrade geeignet, die Wert auf ein besonders einfaches Anziehen des Liners legen. Hierzu verfügt er über eine besonders weiche, dehnbare Textur.


Im distalen Bereich ist von medial nach lateral verlaufend die original WillowWood Select-Textur eingearbeitet. Diese sorgt für optimale Längszug-Stabilität ohne Einschränkung der Querelastizität. Der Alpha Basic™ Liner bietet durch die Verwendung des hochwertigen, klassischen Alpha® Gels maximale Bettung und Komfort für empfindliche Stumpfverhältnisse.

◆ Anwendungstipp:


Das neue Gel-Profil von einheitlich 6mm Stärke eröffnet den Komfort und die Trageeigenschaften eines original WillowWood Liners auch Anwendern alternativer Versorgungen mit gleicher Profil-Gestaltung.

Material	Classic-Gel
Stoffüberzug	Alpha Basic
Adaption	In Locking- und Cushion-Ausführung erhältlich
Tasse	Basic: Standard
Kompatibilität	Zu Linern mit zirkulär 6mm Gel-Stärke

◆ Alpha Basic-Ausführung



◆ Alpha Basic™ Liner Maßtabelle



◆ Alpha Basic™ Liner Größentabelle

REF Locking Liner	Ausführung	Stoffüberzug	Gelstärke	Größe	Umfang (6 cm) distal
WW.ABLL-16-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	16	16 - 19 cm
WW.ABLL-20-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	20	20 - 23 cm
WW.ABLL-24-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	24	24 - 25 cm
WW.ABLL-26-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	26	26 - 27 cm
WW.ABLL-28-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	28	28 - 31 cm
WW.ABLL-32-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	32	32 - 37 cm
WW.ABLL-38-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	38	38 - 43 cm
WW.ABLL-44-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	44	44 - 53 cm

REF Cushion-Liner	Ausführung	Stoffüberzug	Gelstärke	Größe	Umfang (6 cm) distal
WW.ABCL-16-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	16	16 - 19 cm
WW.ABCL-20-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	20	20 - 23 cm
WW.ABCL-24-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	24	24 - 25 cm
WW.ABCL-26-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	26	26 - 27 cm
WW.ABCL-28-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	28	28 - 31 cm
WW.ABCL-32-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	32	32 - 37 cm
WW.ABCL-38-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	38	38 - 43 cm
WW.ABCL-44-6	Alpha Basic	Basic	6 mm	44	44 - 53 cm



Wilhelm Julius Teufel GmbH
Orthopädietechnische
Medizinprodukte
Robert-Bosch-Str. 15
73117 Wangen/Göppingen
Deutschland
Telefon +49 (0)7161 15684-0
Telefax +49 (0)7161 15684-333
www.teufel-international.com

