

Der Alpha® Start Liner

Von Beginn an auf einem guten Weg.



www.teufel-international.com



◆ Beschreibung

Der Alpha Start Liner ist vorgesehen und ideal geeignet für die prothetische Erstversorgung. Er bietet ausgezeichneten Komfort und Hautverträglichkeit sowie Kompatibilität zu den weiteren Linern der WillowWood Produktfamilie mit Progressive Style. Die platin-vernetzte Silicone-Formel mit dem Zusatz von Vitamin E besitzt eine Struktur, die hohe Elastizität mit idealer Dämpfung auch bei wiederkehrenden Stoßbelastungen verbindet.

Der Alpha®Start-Liner ist in den Varianten „Locking“ und „Cushion“ erhältlich.

Die Kompatibilität des Alpha Start Liners sorgt für eine ausgezeichnete Versorgungssicherheit, insbesondere auch beim Übergang von Interims- zu Definitivprothese.

◆ Unsere Versorgungsempfehlung:

- Wählen Sie für die prothetische Erstversorgung den Alpha Start Liner.
- Sobald im Verlauf der Interimsphase der anzunehmende künftige Aktivitätsgrad und Komfortbedarf ermittelt werden kann, ist ohne Eingriffe in die Schaftform die Wahl zwischen 3 Liner-Technologien mit ihrer jeweils spezifischen Eigenschaft möglich:
 - Alpha Hybrid Gel Liner, oder
 - Alpha Silicone Liner, oder
 - Alpha SmartTemp Liner

◆ Erstversorgung



Alpha® Start

◆ Definitiv-Versorgung



Alpha Hybrid Progressive




Alpha Silicone Progressive



Alpha SmartTemp Progressive

Alpha® Start-Liner Maßtabelle



Alpha® Start-Liner Bestellnummern

Alpha® Start-Liner, Locking-Liner

REF	Ausführung	Stoffüberzug	Größe	Distal (4 cm)	Proximal (30 cm)
WW.S352-6T94-2	Progressive	Select	Medium Plus 2	24 - 29 cm	33 - 54 cm
WW.S352-6T96-1	Progressive	Select	Large 1	28 - 32 cm	33 - 64 cm
WW.S352-6T96-2	Progressive	Select	Large 2	32 - 36 cm	36 - 64 cm
WW.S352-6T98-1	Progressive	Select	Large Plus 1	32 - 39 cm	41 - 80 cm

Alpha® Start-Liner, Cushion-Liner

REF	Ausführung	Stoffüberzug	Größe	Distal (4 cm)	Proximal (30 cm)
WW.S350-6T94-2	Progressive	Select	Medium Plus 2	24 - 29 cm	33 - 54 cm
WW.S350-6T96-1	Progressive	Select	Large 1	28 - 32 cm	33 - 64 cm
WW.S350-6T96-2	Progressive	Select	Large 2	32 - 36 cm	36 - 64 cm
WW.S350-6T98-1	Progressive	Select	Large Plus 1	32 - 39 cm	41 - 80 cm



WillowWood™

The Ohio Willow Wood Company
15441 Scioto Darby Road
Mt. Sterling, OH 43143
phone 740.869.3377 / 800.848.4930
fax 740.869.4374 / www.willowwoodco.com



Ohio Willow Wood Company B.V.
Keizersgracht 62/64
1015 CS Amsterdam
The Netherlands

Vertrieb durch:



Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland
Telefon: 07161 15684-0
Telefax: 07161 15684-222
www.teufel-international.com

