

Air-Lock Auslöseknopf m. Ventil

Kombiniert Zwei Systeme in Einem!



Coyote 



- ▶ Kombination aus Locking- und Luftausstoß-System möglich
- ▶ Einsetzbar in allen Coyote Air-Locks
- ▶ Wasserresistent



CD.103BV

◆ Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil

Der neue Air-Lock Auslöseknopf CD.103BV verfügt über ein im Auslöseknopf integriertes Ausstoß-Ventil. Damit kann eine Locking-Versorgung mit Pin ohne großen Aufwand zu einer Versorgung mit zusätzlichem Luftausstoß umgerüstet werden. Der Auslöseknopf mit Ventil wird einfach anstelle des bisherigen Auslöseknopfs in das Coyote-Lock eingesetzt. Das hat zum Vorteil, dass der Längshub der Pin-Versorgung reduziert wird und trotzdem die Sicherheit der Pin-Verbindung vorhanden ist.

Aufgrund des integrierten Ventils ist dieser Auslöseknopf nicht in der Länge bearbeitbar.

Der Air-Lock Auslöseknopf mit Ventil ist in allen Air-Locks von Coyote einsetzbar und kann auch nachträglich problemlos getauscht werden. Der Auslöseknopf ist zudem wasserresistent.

REF	Produkt	Länge/ cm	Gewicht/ g	Liefer- umfang
CD.103BV	Air-Lock Auslöseknopf m.Ventil	2	2	Auslöse- knopf

Diese Produkte könnten Sie auch interessieren:



CD.103/CD.103D



CD.103M/CD.103MD



CD.103S/CD.103SD



CD.122A

Weitere Informationen finden Sie in unserem aktuellen Prothetik-Katalog, unter www.wjt-ortho.com.



Wilhelm Julius Teufel GmbH
 Robert-Bosch-Straße 15
 73117 Wangen
 Deutschland/Germany
 Phone: +49 (0)7161 15684-0
 Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.wjt-ortho.com

