

Ce:koon Prothesen Cover

Vereint Style und Funktionalität.



ORTHO



Hartschalen-Cover



Flexible Cover



Gesamtlösungen

- ▶ Individuelle Prothesencover -
ob unifarben oder mit Muster
- ▶ Vereint Funktionalität mit persönlichem
Ausdruck und Style
- ▶ Für Unterschenkel und Oberschenkel -
auch für unser Intuy-Knee



◆ Ce:koon - Individuelle Prothesencover

Prothesencover von Ce:koon bilden nicht nur die anatomische Form über der Prothese nach, sondern eröffnen den Prothesenträgern funktionelle und optische Möglichkeiten, ihrer Prothese Stil und Ausdruck zu verleihen. Zudem schützen die Cover die darunterliegenden Bauteile und dämpfen beim Anstoßen an Gegenstände.

Unabhängig davon aus welchem Grund Prothesencover eingesetzt werden, steht Ce:koon als Marke für qualitativ hochwertige, digital entwickelte Cover, die sich individuell an die persönlichen Gegebenheiten anpassen lassen. Das gilt sowohl für die Formgebung als auch im Hinblick auf das optische Design. Alle Ce:koon Cover sind sehr robust, teilweise sogar unzerbrechlich und werden mit einem flexiblen Abstandshalter ausgestattet, welcher exakt an die Prothese angepasst wird.

Ce:koon-Cover werden mit speziellen Farben eingefärbt, die direkt in das Material eindringen. Dies macht die Cover deutlich unempfindlicher gegen sichtbare Kratzer. Viele dieser Farben und Design können vorausgewählt werden, aber auch das eigene Wunschdesign ist problemlos umsetzbar. Insgesamt kann aus 4 verschiedenen Cover-Typen gewählt werden.

Hartschalen-Cover

X-Cover

Das X-Cover ist ein zweiteiliges, rundum geschlossenes 3D-gedrucktes Hartschalen-Cover, das an die anatomische Beinform angepasst wird. Es ist sowohl für Unter- als für Oberschenkel erhältlich und sehr robust. Das X-Cover verfügt über ein Riemen- und Magnetsystem, welches das An- und Ablegen des Covers deutlich vereinfacht.



REF	Produktbezeichnung
CE.01XC020000	Prothesencover TT X-Cover Hartschale



REF	Produktbezeichnung
CE.01XC010000	Prothesencover TF X-Cover Hartschale

Flexible Cover

S-Flex-Cover

Das S-Flex-Cover ist ein unzerbrechliches, weiches, 3D-gedrucktes Prothesencover, das als Standardcover in Normgröße produziert wird. Das Cover kann anschließend problemlos an die individuelle Größe des Anwenders angepasst werden. Einfach die Höhe kürzen und den Übergang zum Prothesenfuß durch Erwärmen anpassen. Es ist nur in den Farben Weiß, Beige und Schwarz verfügbar.



REF	Produktbezeichnung
CE.02SC020000	Prothesencover TT S-Flex-Cover



REF	Produktbezeichnung
CE.02SC010000	Prothesencover TF S-Flex-Cover

Flexible Cover

U-Flex-Cover

Das U-Flex-Cover ist ein 3D-gedrucktes Cover, das zugleich unzerbrechlich und trotzdem weich ist. Damit ist es das erste Prothesencover auf dem Markt, das diese beiden Eigenschaften vereint. Es ist besonders flexibel und schmiegt sich wie eine Haut um die Prothese. Zudem ist es vollständig an die anatomische Beinform des Anwenders anpassbar. Das U-Flex-Cover ist einteilig, rundum geschlossen und mit einem Reißverschluss für einfaches An- und Ablegen versehen. Es bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, um seinem persönlichen Stil Ausdruck zu verleihen.



REF	Produktbezeichnung
CE.06UFC20000	Prothesencover TT U-Flex-Cover m.Reißverschluss



REF	Produktbezeichnung
CE.06UFC10000	Prothesencover TF U-Flex-Cover m.Reißverschluss

Gesamtlösungen

C-Flex-Cover

Das C-Flex-Cover ist ein 3D-gedrucktes Cover, das eine Kombination aus dem U-Flex-Cover für Oberschenkel und passender Schaftanbindung darstellt. Durch eine Anpassung mit einem 3D-Scan ist es möglich, das Oberteil des C-Flex-Covers an den jeweiligen Schaft zu adaptieren und so die perfekte Passform zu erreichen. Das C-Flex-Cover verfügt über die selben Eigenschaften wie das U-Flex-Cover und ist zudem auch für unser aktiv elektronisches Kniegelenk, das Intuy Knee, erhältlich.



Auch für das Intuy Knee verfügbar!



REF	Produktbezeichnung
CE.03CF030000	Prothesencover C-Flex-Cover Gesamt m.Reißverschl.



Wilhelm Julius Teufel GmbH
Robert-Bosch-Straße 15
73117 Wangen
Deutschland/Germany
Phone: +49 (0)7161 15684-0
Fax: +49 (0)7161 15684-333
www.wjt-ortho.com

